



Elektrorollstuhl Meyra iChair XXL

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Der ideale für starke Typen

Beschreibung

Der iChair XXL ist durch die verstärkten Komponenten und die kraftvollen 350Watt Motoren die idealen Versorgung für hohe Nutzergewichte. Neben den grossen Sitzbreiten bis 77cm sind verschiedene elektrische Verstellungen auf ein Nutzergewicht von bis zu 250kg ausgelegt.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	53-77
Sitztiefe (von - bis) [cm]	43-60
Sitzhöhe [cm]	46-56
Gewicht [kg]	130
Max. Nutzergewicht [kg]	250
Geschwindigkeit [km/h]	10
Wendekreis [cm]	95
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	0-18
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	-10 bis + 50°

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Elektrorollstuhl Meyra iChair XXL	ab Fr. 20'546 M1.614
---	----------------------

