



Innen-Elektromobil Meyra iGo

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Das Raumwunder

Beschreibung

Das Micro-Elektromobil für kleinste Räume. Der iGo ist für Personen gedacht, die Gehprobleme haben oder einfach nicht lange stehen können. Dank kompakter Bauweise und Mittelradantrieb hat das Micro-Mobil einen Wenderadius von nur 50cm und ist deshalb perfekt für den Haushalt und Innenbereich geeignet.

Anwendung

Innenelektrollstuhl

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	47-57
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40
Sitzhöhe [cm]	37-45
Gewicht [kg]	42
Max. Nutzergewicht [kg]	120
Geschwindigkeit [km/h]	6
Wendekreis [cm]	50

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

Innen-Elektromobil Meyra iGo	ab Fr. 2'755 M1.064
---------------------------------	---------------------

