



Stehgerät Rehatec Impuls



Heidelberger Stehgerät

Beschreibung

Ansprechendes Design, einfache Handhabung und hohe Sicherheit sind die wesentlichen Merkmale des Stehgerätes Impuls. Im Vordergrund stehen dabei die individuellen Körpermasse des Benutzers. Deshalb ist das Stehgerät Impuls im Baukastensystem aufgebaut. Dies ermöglicht eine optimale Einstellung. Mit der elektrischen Gurtaufrollvorrichtung kann der Benutzer leichter in die Stehposition gebracht werden.

Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	68
Gesamtlänge [cm]	88
Gewicht [kg]	36-40
Max. Nutzergewicht [kg]	130

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Impuls 121	ab Fr. 5'331
Impuls 120	ab Fr. 5'331

