



Reise-Elektrollstuhl Meyra iTravel

MEYRA
ORTOPEDIA

Einkaufen Reisen Arbeiten

Beschreibung

iTravel! der neue elektrisch angetriebene Reiserollstuhl von Meyra. Er zeichnet sich durch den hohen Sitzkomfort und dem einfachen Faltmechanismus aus. Durch das geringe Gesamtgewicht von nur 22kg kann dieser Elektrollstuhl ohne weitere Aufwände ins Fahrzeug verladen und auf Reisen mitgenommen werden.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	44
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40
Sitzhöhe [cm]	53
Gewicht [kg]	22
Max. Nutzergewicht [kg]	120
Geschwindigkeit [km/h]	6
Wendekreis [cm]	97

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Elektro-Reiserollstuhl iTravel	Fr. 5'170 1.054

