



# Elektrorollstuhl Otto BockJuvo B6

**ottobock.**

Optimiert für mehr Flexibilität

## Beschreibung

Der Elektrorollstuhl Juvo bietet durch sein Baukastenprinzip nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ein individuelles Hilfsmittel für komplexe Anforderungen zusammenzustellen. Mit Heck-, Mittelrad- und Frontantrieb stehen drei Antriebsarten mit spezifischen Fahreigenschaften und Motorleistungen in zwei Rahmenbreiten zur Verfügung. Für ein hohes Mass an Flexibilität sorgen unter anderem die neue VAS-Sitzrahmenlösung mit Ergo-Joint-Rückenwinkelverstellung sowie innovative Sonder- und Umfeldsteuerungen.

## Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	34-57
Sitztiefe (von - bis) [cm]	34-58
Sitzhöhe [cm]	41-57
Gewicht [kg]	120
Max. Nutzergewicht [kg]	140-160
Geschwindigkeit [km/h]	10
Wendekreis [cm]	71-91
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	45°
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	0°-30°

## Artikel

**Basispreise Art. Nr.**  
inkl. MwSt.

Juvo B6

ab Fr. 11'850

