



küschall
designed for life

Rollstuhl Küschall K-Series

Das Design der K-Serie setzt
Massstäbe

Beschreibung

Küschall K-Series-Rollstühle aus Aluminium, Titan oder Carbon sind äusserst vielseitig, strapazierfähig und konfigurierbar. Sie sind mit einer grossen Auswahl an Optionen erhältlich, um Ihren speziellen Bedürfnissen und Anforderungen zu entsprechen und um Ihnen noch mehr Komfort und grössere Flexibilität zu ermöglichen.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	34-48
Sitztiefe (von - bis) [cm]	37.5-52.5
Sitzhöhe [cm]	42-45
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	27-48
Gewicht [kg]	7.7
Max. Nutzergewicht [kg]	120

Artikel	Basispreise	Art. Nr.
	inkl. MwSt.	
K-Series	ab Fr.	3'984

