



Rollator Dolomite Legacy Maxi



Der extra belastbare Rollator

Beschreibung

Der Dolomite Maxi ist besonders breit und bis 160 kg belastbar. Der extra breite Rahmen sorgt für extreme Kippstabilität. Die pannensichere Bereifung und der Rückengurt runden die nötige Sicherheit ab. Den Dolomite Maxi gibt es in zwei verschiedenen Sitzhöhen.

Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	69
Sitzhöhe [cm]	55/65
Sitzbreite (von - bis) [cm]	55
Gewicht [kg]	9.5
Max. Nutzergewicht [kg]	160

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Legacy Maxi	Fr. 730 82147

