



# Elektrorollstuhl Levo C3

Aktiv und Sicher unterwegs



## Beschreibung

Der Levo C3 ist kompakt, wendig, einfach zu bedienen und extrem leistungsfähig. Ideal für Menschen, die gerne mitten im Leben unterwegs sind. Dank dem permanenten 4x4- Antrieb meistert der Levo C3 den Alltag sicher und zuverlässig. Bordsteinkanten, Rampen, raues Gelände, Zwischenräume beim Zugverlad und enge Platzverhältnisse sind durch das Antriebskonzept keine unüberwindbaren Hindernisse mehr. Die optimale Biomechanik der Stehfunktion garantiert komfortables und ergonomisches Stehen in allen Situationen und mit allen Vorteilen. Ob im Beruf, in der Freizeit oder einfach Ihrer Gesundheit zuliebe: Der Levo C3 ist Ihr vielseitiger und zuverlässiger Begleiter im Alltag.

## Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	32-52
Sitztiefe (von - bis) [cm]	35-63
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	52-64
Sitzhöhe [cm]	46
Max. Nutzergewicht [kg]	140
Geschwindigkeit [km/h]	10
Reichweite [km]	25
Wendekreis [cm]	110
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	0 - 30
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	keine

## Artikel

### Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Levo C3	ab Fr. 19'538
---------	---------------

