



Rollstuhl Meyra Avanti

Vielseitig und Aktiv

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Beschreibung

Der Avanti begleitet durch den Alltag und ermöglicht selbstständige Mobilität. Wirtschaftlich und mobil bietet der Adaptiv-Rollstuhl eine gute Alternative bei vielfältigen Aktivitäten. Dank der umfangreichen Anpass- und Ausstattungsmöglichkeiten passt sich der Avanti den persönlichen Bedürfnisse an. Durch die Kompatibilität zum Meyra Baukastensystem verfügt der Avanti über ein breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	30-58
Sitztiefe (von - bis) [cm]	33-53
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	34-50
Sitzhöhe [cm]	42.5-56
Gewicht [kg]	13
Max. Nutzergewicht [kg]	72/135/160

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Aktivrollstuhl Meyra Avanti	ab Fr. 3'229 1.736
--------------------------------	--------------------

