



## Varilite Mid Back Rücken

### Rückensystem für Rollstühle



#### Beschreibung

Das Rückensystem Mid Back stützt die Rollstuhlfahrer/-innen bis unterhalb des Schulterblatts, so dass das Rückenteil den Armbewegungen die volle Freiheit lässt. Die Schale des Modells Mid Back bietet eine leichte, seitliche Stütze. Das Rückenteil ist mit einem verstärkten, überstehenden Kissen ausgestattet, das dem Benutzer Schutz und mehr Komfort bietet.

#### Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	29/31/34/37/39/44
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	28-40
Sitzbreite (von - bis) [cm]	35-50

