



## Mini-Standy

### Stehgerät Mini-Standy

#### Beschreibung

Stehgestell auf Rollen mit praktischem Einstieg für Rollstuhlfahrer. Einstellbare Fusschalen, Kniepelotten, Brust und Gesässgurt sowie Tisch zur Rumpfstabilisierung.

#### Technische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Gesamtbreite [cm]       | 70        |
| Gesamtlänge [cm]        | 82-88     |
| Gewicht [kg]            | 19.9-23.9 |
| Max. Nutzergewicht [kg] | 45-55     |
| Einsatz Körpergrösse    |           |

| Artikel     | Basispreise Art. Nr.<br>inkl. MwSt. |
|-------------|-------------------------------------|
| Mini-Standy | ab Fr. 1'590                        |

