



MoBaLux Duschhocker XXL

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Duschhocke mit hoher Belastung

Beschreibung

Das Grundgestell des XXL-Duschhockers ist Edelstahl und die Sitzfläche aus Kunststoffmodulen. Der Duschhocker ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen (50 und 60 cm) lieferbar. Die Füße sind für eine bessere Standfestigkeit mit Gummikappen versehen.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------|
| Sitzbreite (von - bis) [cm] | 48 |
| Gesamtbreite [cm] | 54 |
| Gesamtlänge [cm] | 46 |
| Sitzhöhe [cm] | 50-60 |
| Gewicht [kg] | 5 |
| Max. Nutzergewicht [kg] | 200 |

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| MoBaLux Duschhocker XXL 50 | Fr. 695 83018142 |
| MoBaLux Duschhocker XXL 60 | Fr. 695 83018152 |

