



Mos Genu

Beschreibung

Funktionelle Knieorthese zur Stabilisierung des Kniegelenkes mit Bewegungseinschränkungsmöglichkeiten. Varisierend oder Valgisierend einsetzbar.

Anwendung

Post-operativ oder bei Fehlstellungen der Gelenksachse (O-Bein oder X-Bein), nach einer Meniskus-OP oder bei Kreuz- oder Seitenbandverletzungen kann das Kniegelenk gezielt teilentlastet werden. Optional besteht die Möglichkeit Unterschenkel sowie Oberschenkel mit Modulteilen zu verlängern.

