



Oberschenkel Orthese mit unilateralem Gelenk

Beschreibung

Ganzbeinorthese - ein optimal aufeinander abgestimmtes System

Speziell bei Teillähmungen oder kompletter Lähmung der Beinmuskulatur steht Ihnen oder Ihrem Kind ein modernes, durchgängiges und aufeinander abgestimmtes System zur Verfügung – das Unilaterale Gelenksystem. Es besteht aus einem Knie- sowie einem Knöchelgelenk. Diese können Sie auch einzeln tragen, je nach Ihren körperlichen Voraussetzungen.

Das Knöchelgelenk besitzt eine fusshebende Wirkung. Durch seine vielfältigen Einstellungen lässt es sich individuell an Ihre Bedürfnisse oder an die Bedürfnisse Ihres Kindes anpassen. Das Kniegelenk kann durch einen zusätzlichen Schalter versehen werden, sodass es für begrenzte Zeit in eine offene Position gestellt werden kann, in der Sie oder Ihr Kind mit einem Therapiefahrrad fahren können.

