



AQUATEC

Duschrollstuhl Aquatec Ocean Ergo Vip

Dusch- und Toilettenrollstuhl mit
Sitzkantelung

Beschreibung

Dank der neuen, stufenlosen Sitzkantelung lässt sich der Ocean Vip noch besser auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen. Selbst bei maximalem Neigungswinkel ist er immer noch sehr standsicher. Hoher Sitzkomfort aufgrund des ergonomisch geformten Sitzes. Höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze ist im Lieferumfang enthalten, es können aber auch handelsübliche Kopfstützen montiert werden. Belastbarkeit bis 150 kg. Der Ocean Vip Dual verfügt zusätzlich über eine Rückenwinkelverstellung.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	50
Sitzhöhe [cm]	51-61
Gesamtbreite [cm]	62.5
Gewicht [kg]	23.5
Max. Nutzergewicht [kg]	150

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Ocean Vip Dual	Fr. 3'936
Ocean Vip Dusch- und Toilettenstuhl	Fr. 2'479 82332
Ocean Vip Dual Dusch- und Toilettenstuhl	Fr. 3'936 82333

