



AQUATEC

Duschrollstuhl Aquatec Ocean Ergo

Der angepasste Dusch- und Toiletten

Beschreibung

Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl, individuell verstellbare Sitzhöhe (einfach anpassbar, ohne Werkzeug), abnehmbarer Sitz, höhenverstellbare Fussstützen, wendig und beweglich durch Leichtlaufräder, einfach zerlegbar für den mobilen Einsatz, z. B. auf Reisen, auch als XLVersion mit 150 kg Belastbarkeit und mehr Platz zwischen den Armlehnen erhältlich. Den Ocean gibt es mit 5-Zoll-Lenkkrädern oder 24-Zoll- Antriebsrädern. Ein gelungener Dusch- und Toilettenrollstuhl für jedes Bedürfnis. Der Ocean ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	45
Sitzhöhe [cm]	47.7-60
Gesamtbreite [cm]	56/64/67.5
Gewicht [kg]	14.5/19.5
Max. Nutzergewicht [kg]	130-150

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Ocean 5"	Fr. 917 82101
Ocean 24"	Fr. 1'294 82102
Ocean XL	Fr. 1'133 82103

