



Elektrorollstuhl Meyra Optimus

Super Power

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Beschreibung

Durch die enorme Fahrstreckenleistung von bis zu 100 km und das optimale Fahrwerk, lassen sich mit dem Optimus ausgedehnte Touren auch in unwegsamem Gelände realisieren. Die Allradfederung sorgt für sicheren Grip und Standfestigkeit.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	38-56
Sitztiefe (von - bis) [cm]	42-53
Sitzhöhe [cm]	58-65
Gewicht [kg]	150
Max. Nutzergewicht [kg]	150
Geschwindigkeit [km/h]	15
Wendekreis [cm]	120
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	7 - 35
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	-10 bis +50°

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Optimus	ab Fr. 15'670
---------	---------------

