



Elektrorollstuhl Meyra iChair Orbit

Unglaublich wendig

Beschreibung

iChair Orbit - der neue Mittelradantrieb von Meyra. Es ist äusserst kompakt, wendig und sehr stabil. Durch die moderne R-Net-Steuerung und dem präzisen Fahrwerk lässt sich dieser Rollstuhl extern genau manövrieren und ist daher ideal geeignet für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen oder bei langen Strecken im Aussenbereich. Es steht ein breites Sortiment an Zubehör, Verstellfunktionen und wahlweise eine zentrale oder seitlich montierte Fussstützanlage zur Verfügung.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	38 - 65
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40 - 53
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	45 - 64
Sitzhöhe [cm]	43 - 51
Max. Nutzergewicht [kg]	160
Geschwindigkeit [km/h]	10
Reichweite [km]	35 - 40
Gewicht [kg]	120
Wendekreis [cm]	80
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	0 - 50°
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	-10 - 50°

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

Elektrorollstuhl
iChair Orbit

ab Fr. 13'947 1.618



