



Passives Unterdrucksystem

Beschreibung

Unterschenkelprothese mit Liner-System. Zusätzliche Möglichkeit eines Weichwandschaftes. Der Silikon - oder Copolymerliner wird direkt auf den Stumpf gerollt. Nachdem Einstieg in den Schaft gewährleistet ein Luftdichter Kniesleeve den nötigen Unterdruck.

Anwendung

Wiederherstellung der Gehfähigkeit nach Unterschenkelamputation. Verzicht auf mechanische Anbindung.

