



## Rückenschale nach Mass

### Beschreibung

Nach Vakuumabdruck angefertigte Rückenbettung aus leichten, formstabilen Schaumstoffen. Anpassbar auf jede Körperform mit individuellen Korrekturmöglichkeiten.

### Anwendung

Kann bei instabilen Sitzpositionen aufgrund von neuromuskulären Insuffizienzen, Fehlhaltungen, Deformitäten (Kyphosen und Skoliosen) und Spastizität verwendet werden. Anpass- und einbaubar auf alle Rollstühle und Buggys.

