



Schuheinlage Fersenführung

Beschreibung

Fersenführende, halbharte Aktiveinlage nach Mass zur Verhinderung der Varus- und Valgusdeviation Durch Korrektur der Fersenposition wird der Fuss zur Mittellinie geführt Aktiviert oder hemmt die Fussmuskulatur Shore-Härte 30–50 je nach Körpergewicht

Anwendung

Starker Knick-Plattfuss bei Kindern (Rückfuss valgus über 10°), Insuffizienz des M. tibialis posterior, Rückfuss Varus (Insuffizienz der Peronealmuskulatur), Hemmung des Triceps surae bei Muskelpastik

