



Varilite Meridian

Komfort und Langlebigkeit

Beschreibung

Das Sitzkissen Varilite Meridian. Für Rollstuhlfahrer / -innen mit hohem Dekubitus Risiko, welche zusätzlich eine individuelle Positionierung benötigen.

Anwendung

Empfohlen für Menschen mit motorischen und neurologischen Störungen. Zwei separate Luftkammern erlauben eine schnelle und einfache Positionierung des Beckens und der Oberschenkel. Eine getrennte Oberschenkelkammer erlaubt eine maximale Belastung der Oberschenkel. Dadurch wird der Druck auf die druckempfindlichen Sitzbeinhöcker reduziert.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	30-50
Sitztiefe (von - bis) [cm]	35-50
Gesamthöhe [cm]	7
Max. Nutzergewicht [kg]	147
Gewicht [kg]	geringes Gewicht

Artikel	Sitzbreite (von - bis)	Sitztiefe (von - bis)	Gesamthöhe	Max. Nutzergewicht	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Meridian	30-50	35-50	7	147	ab Fr. 859	

