



## Quadro Select

### Höchst möglicher Dekubitus-Schutz



#### Beschreibung

Das Quadro-SELECT-Sitzkissen bietet höchstmöglichen und dauerhaft gleichbleibenden Dekubitus-Schutz. All dies dank hydrostatischer Druckverteilung, optimalen Einsinkeigenschaften sowie einer individuellen Anpassbarkeit an Körperform und -gewicht. Das flexible Material der Luftzellen verringert Reibung und Scherkräfte, die aufgrund von Bewegungen des Benutzers entstehen. Dank des 4-Kammer- Systems ist stufenloses und individuelles Positionieren jederzeit und ohne Transfer möglich. Zusätzlich wird die Sitzstabilität verbessert. Die Luft als Kisseninhalt sorgt für ein geringes Eigengewicht, isolierende Wirkung bei Kälte sowie Absorbieren von Stößen und Vibrationen.

#### Anwendung

Bei Dekubitus oder zur Dekubitusprophylaxe für Rollstuhlfahrer. Instabile Sitzposition aufgrund von neuromuskulären Insuffizienzen, Fehlhaltungen und Spastizität, Steissbein- und Sitzbeinproblemen.

Artikel	Gesamthöhe	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
ROHO Contour Select, anatomisch geformt	10	ab Fr. 877.80	
ROHO Quadro Select, Prophylaktische Kissen	5	ab Fr. 877.80	
ROHO Quadro Select, Therapeutisches Kissen	10	ab Fr. 877.80	

