



Sitzkissen nach Mass

Individuell nach Mass

Beschreibung

Nach Vakuumabdruck angefertigte Sitzbettungen aus leichten, formstabilen Schaumstoffen. Anpassbar auf jede Körperform mit individuellen Korrekturmöglichkeiten.

Anwendung

Kann als Dekubitusprophylaxe für Rollstuhlfahrer verwendet werden und eignet sich auch bei in stabiler Sitzposition aufgrund von neuromuskulären Insuffizienzen, Fehlhaltungen, Deformitäten und Spastizität.

