



Sitzschale für Kinder

Beschreibung

Sitzschalen nach Mass zur Fixation bei Haltungsinsuffizienz und Korrektur von Fehlstellungen Nach abgeformtem Modell hergestellte Sitzschale ergibt genaue anatomische Passform mit guter Druckverteilung durch Gesamtauflage Adaptierbar auf verschiedene Buggys und Zimmergestelle

Anwendung

Komplette Lagerung bei fortgeschrittenen Deformitäten, Kontrakturen, Spastizitäten und Haltungsinsuffizienz

