



Sitzschale Verstellbar

Beschreibung

Sitzschalen nach Mass mit abnehm- und verstellbaren Thoraxpelotten zur Fixation und leichter Redression Nach abgeformtem Modell hergestellte Sitzschale ergibt genaue anatomische Passform mit guter Druckverteilung durch Gesamtauflage Adaptierbar auf verschiedene Rollstühle

Anwendung

Flexible Rollstuhllagerung bei fortgeschrittenen Deformitäten (insb. bei Korsettbehandlung wegen Skoliose), Kontrakturen, Spastizitäten und Haltungsinsuffizienz

