



## Rollstuhl Meyra Smart F

**MEYRA**<sup>®</sup>  
Wir bewegen Menschen.

### Beschreibung

Der neue faltbare Adaptiv-Rollstuhl mit integrierten Beinstützen ist das Highlight im Aktivsegment und verbindet Leichtigkeit mit perfektem Handling, um in allen Lebenssituationen der optimale Begleiter zu sein. Ideal anpassbar an Funktionsveränderungen und an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers. Durch perfekte Fahrwerkseinstellungen, Design und Funktionalität bildet der Rollstuhl eine Einheit, die überzeugt.

### Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	32-52
Sitztiefe (von - bis) [cm]	38-50
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	25-50
Sitzhöhe [cm]	44-53
Gewicht [kg]	10

### Artikel

### Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Aktivrollstuhl Meyra Smart F	ab Fr. 3'650 2.360
---------------------------------	--------------------

