



# Pflegerrollstuhl Meyra Solero Light

Leichter und einfacher Pflegerrollstuhl

## Beschreibung

Durch die Sitzkantelung und dem ergonomischen Sitz- und Rückenpolstern bietet der Rollstuhl die ideale Entlastungsmöglichkeit für den Benutzer. Durch die niedrige Sitzhöhe, die leichte Sitzneigung nach vorne und den abnehmbaren Beinstützen ermöglicht der Solero light den praktischen Transfer. Der Komfortschiebebügel und die Bremsen vereinfachen das Handling für die Begleitpersonen.

## Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	43-51
Sitztiefe (von - bis) [cm]	42-48
Sitzhöhe [cm]	52
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	53-56
Gewicht [kg]	38
Max. Nutzergewicht [kg]	160

## Artikel

**Basispreise Art. Nr.**  
inkl. MwSt.

Solero Light	ab Fr. 3'585.60
--------------	-----------------

