



# Tibialis Posterior Orthese

## Beschreibung

Stark korrigierende bis überkorrigierende Fussorthese aus Polypropylen mit Weichteileinsatz und Fersenschrägstellung. Anwendbar in Normalschuhen mit herausnehmbarer Innensohle oder bei starken Fehlstellungen in Künzli Ortho Stabilschuhen. Nicht geeignet für Spastiker.

## Anwendung

Starker flexibler Knick-Senkfuss, insb. bei Tibialis posterior Insuffizienz bei cerebralen Bewegungsstörungen, Hypotonie und Rückfussvalgusfehlstellungen.

