



## Festrahmenrollstuhl Ti Lite T-Series



### Beschreibung

Die Modelle TRA und TR weisen die genau gleichen einzigartigen Merkmale wie die Modelle der Z-Series von TiLite auf. Sie sind aber in einer Doppel-Rohr-Rahmengenometrie gefertigt. Was zur Folge hat, dass der Rahmen trotz des dünneren und leichterem Rohrmaterials stabiler und verwindungssicher ist.

### Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	30.5-51
Sitztiefe (von - bis) [cm]	30.5-51
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	21.5-52
Sitzhöhe [cm]	38-53
Gewicht [kg]	7.2
Max. Nutzergewicht [kg]	120

Artikel	Sitzbreite (von - bis)	Sitztiefe (von - bis)	Rückenhöhe (von - bis)	Sitzhöhe	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Starrrahmenrollstuhl Ti Lite T-Series	30.5-51	30.5-51	21.5-52	38-53	ab Fr. 4'368	

