



Toilettensitzerhöhung Soft



Beschreibung

Die Toilettensitzerhöhung Soft ist aus weichem, hautfreundlichem, geschäumtem Material gefertigt und ist besonders bei Dekubitusgefahr zu empfehlen. Die Erhöhung kann nach Hochklappen der Toilettenbrille auf den Beckenrand gesetzt werden.

Technische Daten

Sitzhöhe [cm]	+12
Gesamtbreite [cm]	38
Gesamtlänge [cm]	42
Max. Nutzergewicht [kg]	100

Artikel	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Toilettensitzerhöhung Soft ohne Deckel	Fr. 183	r4080102 1857
Toilettensitzerhöhung Soft mit Deckel	Fr. 235	r4080102 1856

