



Toilettensitzerhöhung Trilett 2

MEYRA
ORTOPEDIA

Beschreibung

Die Trilett-Toilettensitzerhöhung ist mit 2 hochschwenkbaren Armlehnen und einem Deckel ausgerüstet. Durch Einlagen im Innenkörper können 3 verschiedene Sitzhöhen eingestellt werden. Die Armlehnen können je nach Bedarf demontiert werden.

Technische Daten

Sitzhöhe [cm]	8/11/14
Gesamtlänge [cm]	53
Gesamtbreite [cm]	57
Max. Nutzergewicht [kg]	130

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

Toilettensitzerhöhung Trilett 2	Fr. 195	r4060100 0339
---------------------------------	---------	------------------

