




Zusatzantrieb Alber Twion M24



Grenzen Erweitern

Beschreibung

Mit dem neuen Aktivantrieb twion erschliessen sich neue Lebensräume und grösste Unabhängigkeit. Die mit modernster Digitaltechnik ausgestatteten Elektromotoren, geben Ihnen Extra-Power bei jeder Anschubbewegung. Der am Greifreifen angeordnete Sensor ermittelt präzise die richtige Dosis an Unterstützung.

Technische Daten

Gewicht [kg]	16
Geschwindigkeit [km/h]	bis 10
Reichweite [km]	12-20

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Zusatzantrieb Alber Twion M24	ab Fr. 9'709

