



Schiebehilfe Alber Via Mobil V25

Beschreibung

Beim Schieben eines Rollstuhls kommt die Begleitperson schnell an ihre Leistungsgrenze. Viamobil V25 übernimmt sowohl die schwere Arbeit des Schiebens bergauf als auch das Bremsen bergab. Bei Steigungen unterstützt der starke Antrieb wirkungsvoll. Zusätzliche Sicherheit bei Gefälle bietet die Bremsfunktion: Viamobil bremst den Rollstuhl bis zum Stillstand sicher ab. Viamobil ist mit nahezu jedem Rollstuhl kombinierbar. Ein durchdachtes Halterungssystem garantiert einen optimalen Anbau an das Viamobil. Der Rollstuhl bleibt trotz angebaute Halterung voll funktionsfähig. Die neue Lithium-Ionen-Batterie bietet eine lange Lebensdauer, hohe Reichweite und ein geringes Gewicht.

Technische Daten

Geschwindigkeit [km/h]	bis 5.5
Gewicht [kg]	20.3
Reichweite [km]	20

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Via Mobil V25	ab Fr. 5'363
---------------	--------------

