



Schiebehilfe AAT V-Max

Die effektive Schiebe- und Bremshilfe

Beschreibung

Der Rollstuhl wird durch den V-Max direkt über die hinteren Räder des Rollstuhles angetrieben. Vorteil dieser Technik ist die permanente und sehr effiziente Kraftübertragung. Damit können Steigungen bis zu 20% bewältigt werden. Durch den V-Max verfügen Sie über nahezu grenzenlose Mobilität. Mit dem leistungsfähigen Akkupack wird die Reichweite bis zu 15 km ermöglicht, abhängig vom Gewicht der beförderten Person, dem Untergrund sowie dem Gelände. Die Geschwindigkeit ist im Vorwärtsbetrieb stufenlos regulierbar. Der Anbau erfolgt im unteren Bereich der Rückenlehne. So bleibt die Beinfreiheit für die Bedienperson vollständig erhalten. Der V-Max kann an die meisten Rollstuhlmodelle angebaut werden.

Technische Daten

Gewicht [kg]	17.1
Geschwindigkeit [km/h]	3/6
Reichweite [km]	15

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

V-Max	ab Fr. 5'793.85
-------	-----------------

