



Vorfussprothese OSG frei

Beschreibung

Vorfussrekonstruktion aus thermoplastischen Kunststoffen (einfach nachzupassen) ermöglichen physiologische Stützung und Bettung des Stumpfes im Schuh. Dadurch wird ein natürlicher Bewegungsablauf mit frei beweglichem OSG und USG ermöglicht. Individuelle Farb- und Formgestaltung, einfache Handhabung und Pflege. Die Prothese wird über einen Stumpfstrumpf getragen.

Anwendung

Leichte, stabile Vorfussrekonstruktion nach Amputationen (vom transmetatarsalen Niveau bis zum Lisfranc-Gelenk) mit der Möglichkeit der gezielten lokalisierten Entlastung

