



Wheelblades

Beschreibung

Die Wheelblades sind kleine, hochwertige Ski, welche mit einem Klick an den Vorderrädern von Rollstühlen oder Kinderwagen angebracht werden können. Dadurch wird die Mobilität im Winter, bei Schnee und Eis, deutlich verbessert. Ganz gleich, wie jung oder alt, aktiv oder passiv Sie sind. Die Wheelblades verhelfen jedem zu mehr Freiheit und einem ganz neuen Lebensgefühl. Durch ihre breite Auflagefläche verteilen die Wheelblades den Druck des Rollstuhlfahrers optimal auf den Untergrund und verhindern somit das Einsinken der kleinen Vorderräder im Schnee. Die Kufen laufen mit sehr wenig Reibung über den Untergrund und gleichen auch grössere Unebenheiten problemlos aus. Die Wheelblades können an alle gängigen Lenkräder von manuellen Rollstühlen montiert werden.

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Wheelblades Rollstuhl, Paar	Fr. 258 901070
Wheelblades Buggy, Paar	Fr. 157 901071

