



Challenger Sportprothesenfuss

Beschreibung

Eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl unterschiedlicher Sportarten.

Vom lockeren Lauf durch den Wald, über spontane Richtungswechsel beim Basketball, bis hin zu Ausfallschritten beim Tennisspiel – mit dem Challenger Sportprothesenfuss bieten wir Ihnen ein disziplinübergreifendes Multitalent, das Sie mit seiner Funktionsvielfalt überzeugen wird.

Austauschbare Fersenkeile erlauben – je nach Sportart und Belastungsgrad – eine individuelle und schnelle Anpassung von Fersen- und Abrollverhalten. Anders als bei herkömmlichen Sportfüssen bietet Ihnen die Basisfeder in Kombination mit dem Fersenkeil eine bessere Kontrolle und somit ein erhöhtes Mass an Stabilität bei schnellen Bewegungsabläufen sowie beim Gehen und Stehen.

Dies macht den Challenger zu einem zuverlässigen und vielseitig einsetzbaren Fuss, der Sie sowohl beim sonntäglichen Waldlauf als auch beim Tennisturnier begleiten kann.

Anwendung

Der Challenger ist zur Verwendung ohne Fusshülle in niedrig geschnittenen Sportschuhen geeignet. Bei Oberschenkelamputierten kann der Sportfuss mit den mechatronischen Kniegelenken Genium X3 und Genium kombiniert werden.

