



# Orthopädischer Roller

Mit SICHERHEIT Mehr MOBILITÄT



## Beschreibung

Der orthopädische Roller "ORTHOSCOOT NH1" ist ein hochwertiges und sehr stabiles medizinisches Hilfsmittel für Personen mit chronischen oder temporären Funktionseinschränkungen an Fuss, Sprunggelenk und/oder distalem Unterschenkel. Mit der möglichen Gehstützenhalterung erweitert der Patient seinen Aktionsradius enorm. Die Scheibenbremsfunktion welches im ORTHOSCOOT NH1 verbaut ist unterstützt ein sehr sanftes anhalten des Gefährts. Die sehr stabile Konstruktion bietet dem Kunden eine höchstmögliche Sicherheit im Outdoor sowie im Indoorbereich.

## Anwendung

Der NH1 deckt Körpergrößen von 1.40 bis 2.00m ab. Das zulässige Maximalgewicht beträgt 120kg. Der NH1 kann auf ebenen Flächen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden. Mit nur wenigen Handgriffen ist der NH1 platzsparend in PKW oder dem ÖV verstaut. Sie benötigen kein Werkzeug, alle Verbindungen verfügen über Schnell-und Schnappverschlüsse.

