



Torsionsorthese untere Extremität

Beschreibung

Orthese vom Becken bis zum Fuss reichend zur Detorsion. Der Bereich der Detorsion ist nicht genau definiert, da die Rotation auf allen Ebenen zwischen Becken und Fuss erfolgt. Fixation der Orthese am Beckenbügel und Schuh oder Unterschenkelorthese. Die Detorsion ist stufenlos einstellbar.

Anwendung

Torsionsfehlstellungen der unteren Extremität, insb. bei CP, Hemiplegie und MMC

