



Kinder Reha-Buggy Hoggi Bingo Evolution

HOGGI[®]

Buggy mit Rahmenfederungssystem

Beschreibung

Beim Bingo Evolution handelt es sich um einen sehr kompakten Buggy mit einem komfortablen und gut gepolsterten Sitz, der massgenau auf das Kind eingestellt werden kann und mitwächst.

Ein Reha-Buggy soll den Bedürfnissen des Kindes und der familiären Situation gerecht werden, therapeutische Ziele optimal unterstützen und daneben wie ein normaler Buggy aussehen. Das neuartige Federsystem und der faltmechanismus sind die innovativen Merkmale dieses Buggys.

Erhältlich ist der Buggy als Dreirad-Trike- oder Vierrad-Variante. Die drehbaren Vorderräder sprechen für die Wendigkeit im Stadtgebiet.

Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	63/68
Gesamtlänge [cm]	69
Falt/Packmass [cm]	80x68x38
Max. Nutzergewicht [kg]	60
Sitzbreite (von - bis) [cm]	12-35
Sitztiefe (von - bis) [cm]	13-47
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	37-83
Gewicht [kg]	16



Artikel	Basispreise	Art. Nr.
	inkl. MwSt.	
Bingo Evolution Gr. Mini	ab Fr. 4'395	
Bingo Evolution Gr.1	ab Fr. 4'126	
Bingo Evolution Gr.2	ab Fr. 4'353	
Bingo Evolution Gr. 2XL	ab Fr. 4'681	

