



## Bob HTS

### Modularer Toiletten- und Duschsitz

#### Beschreibung

Beim BOB handelt es sich um einen Toilettenstuhl/-sitz im Baukastensystem. Er ist in zwei Grundgrößen für verschiedene Altersstufen erhältlich. Die Konfiguration eines einfachen Toilettensitzes bis hin zu einem vollständigen Toiletten- und Duschstuhl ist möglich. Der Rückenwinkel ist von  $-5^\circ$  bis  $15^\circ$  stufenweise verstellbar und an die individuelle Sitzposition anpassbar.

#### Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	30/43
Sitzhöhe	
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	39/48/60
Einsatz Körpergrösse [cm]	76-188
Max. Nutzergewicht [kg]	34/68/102
Gesamtbreite [cm]	54/58.5

Artikel	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Bob Gr.1	ab Fr. 1'294.90	
Bob Gr.2	ab Fr. 1'294.90	
Bob Gr.3	ab Fr. 1'294.90	

