



Kinderrollstuhl Pro Activ Buddy D4/D3



Der kleinste Individuelle

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendrollstuhl Buddy kann durch seine konstruktiven Besonderheiten mit dem Körper-wachstum des Kindes in der Breite mitwachsen und ist dadurch ein zuverlässiger Begleiter für viele Jahre. Ausgestattet mit der einfachen Sitzhöhenverstellung in 1-cm-Schritten und der stufen-losen Kippunktverstellung, passt sich dieser Rollstuhl den wachsenden Anforderungen seines Fahrers an. Durch sein geringes Gewicht und seine robuste Bauweise ist der Buddy ein Begleiter für alle Abenteuer. So erhalten Kinder die Möglichkeit, die Welt auf eigene Faust zu erobern, und wilden Kinderspielen steht nichts im Wege.

Der Buddy ist mit Vorderrahmenabduktion (D4) oder mit einem geraden Vorderrahmen (D3) erhältlich

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	18-36
Sitztiefe (von - bis) [cm]	18-36
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	20-34
Sitzhöhe [cm]	36-51
Max. Nutzergewicht [kg]	40
Gewicht [kg]	8.5

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Buddy D3	ab Fr. 3'558
Buddy D4	ab Fr. 3'742

