



Kinderrollstuhl Hoggi Cleo mit Sitzwinkelverstellung

Mitwachsend und Ultraleicht

HOGGI[®]

Beschreibung

Cleo - Ein mitwachsender Starrahmenrollstuhl mit einem Gewicht unter 8kg, fahrbereit mit Seitenteilen und Fussbrett!! Dank einer innovativen Konstruktion mit tragenden Seitenteilen als zentrales Bauelement sowie einer reduzierten Anzahl von Bauteilen geht der Cleo als extremes Leichtgewicht an den Start. Durch ein einmaliges Farbkonzept (jedem Bauteil seine Farbe) kann der Rollstuhl kindergerecht bunt und farbenfroh gestaltet werden. An sofort ist der Rollstuhl mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung, verstellbaren Armlehnen und Therapietisch erhältlich.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	24-34
Sitztiefe (von - bis) [cm]	22-40
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	20-40
Sitzhöhe [cm]	29-46
Max. Nutzergewicht [kg]	60
Gewicht [kg]	8

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

Cleo ab Fr. 4'082

