



Stehgerät Rehatec Da Vinci



Positionieren im Stehen

Beschreibung

Der «Da Vinci» bietet die stufenlos verstellbare, geführte und kontrollierte Positionierung zur allgemeinen physiologischen Stabilisierung, Verbesserung der Vitalfunktion, Aktivierung der Rumpf- und Beinmuskulatur und Anregung sowie Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems. Insbesondere die Hüftgelenke profitieren von der unterstützten und korrigierten Belastung durch die verschiedenen Einstellpositionen.

Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	73
Gesamtlänge [cm]	115
Gewicht [kg]	40
Max. Nutzergewicht [kg]	70-90

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Da Vinci Gr.1	ab Fr. 8'467.20 168
Da Vinci Gr.2	ab Fr. 9'678.80 169

