



## Dynamic Foot Orthosis DFO

### Beschreibung

Flexible, langsohlige Aktiveinlage mit sensomotorischen Elementen. Die gezielte Dehnung des Muskelsehnenkomplexes erbringt bei Insuffizienz Kraftsteigerung, und bei Spastik Tonusverminderung. Dadurch können muskuläre Dysbalancen reduziert werden und man erreicht ein normaleres Gangbild. Siehe "Konzepte der dynamischen Orthetik" (Nancy Hylton).

### Anwendung

Fusseinlage für Kinder zur gezielten Aktivierung bzw. Hemmung der Muskulatur, insb. CP, Diplegie, Hypotonie sowie Hemiplegie

