



Kinderrollstuhl Hoggi Faro

HOGGI[®]

Klein wie kein anderer

Beschreibung

Faro überzeugt durch den innovativen Faltmechanismus sowie der enormen Steifigkeit (gleich wie bei einem Starrahmenrollstuhl) bei geringem Eigengewicht. Die innovative Konstruktion des Faltmechanismus ermöglicht ein komfortables Faltten. Selbst die Rückenlehne faltet mit! Dadurch wird ein extrem kompaktes Faltmass erreicht.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	28-40
Sitztiefe (von - bis) [cm]	26-42
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	20-40
Sitzhöhe [cm]	36-50
Max. Nutzergewicht [kg]	100
Gewicht [kg]	12

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Faro Gr.3	ab Fr. 3'930
Faro Gr.2	ab Fr. 3'930

