



Sitzschalenrollstuhl Schuchmann Freddy

Das Revolutionäre Sitzschalen-Untergestell

Beschreibung

Das revolutionäre Sitzschalen-Untergestell

Extrem kompakte Abmessungen machen Freddy zu einem besonders wendigen und leichten Untergestell. Durch den bewusst kurzen Radstand wird maximaler Platz für Fussstützen geschaffen. Die Nutzung der minimalen Sitzhöhe ist möglich, ohne in den Schwenkbereich der Vorderräder zu gelangen. Der Schwerpunkt ist durch die verstellbare Sitzschalenaufnahme stufenlos einstellbar. Die ebenfalls stufenlose Sitzhöhenverstellung ermöglicht individuelle Einstellungen. Die Anbindung der Sitzschalenaufnahme in zwei gelagerten Drehpunkten ergibt eine spielfreie Verbindung. Für die individuelle Versorgung stehen vier Grössen sowie eine grosse Auswahl an Optionen und Zubehör zur Verfügung.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	35-50
Sitztiefe (von - bis) [cm]	35-45
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	einstellbar
Sitzhöhe [cm]	43-53
Max. Nutzergewicht [kg]	90-120
Gewicht [kg]	ab 20

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

Freddy

ab Fr. 3'835

