



Kinder Reha-Buggy Bogetec Kangoo Classic

Gefederter Buggy für das Gelände



Beschreibung

Der Kangoo Buggy ist der ideale Begleiter über «Stock und Stein». Er kann als Buggy und Velo-anhänger benutzt werden. Dank des voll gefederten Untergestells sitzt das Kind immer bequem und sicher auch im unebenen Gelände. Sicherheitsgurte und der Polstereinsatz für Sitz und Rücken geben dem Kind die nötige Stabilität. Für den Transport kann der Buggy einfach zerlegt werden. Zubehörteile wie Regenverdeck, Sonnenverdeck, Ablagebox oder ein lenkbares Vorderrad können individuell angebaut werden. Der Buggy ist in drei Grössen als Classic oder Multimodell erhältlich.

Hydraulische Begleiterbremsen, Fussstützen, Aludruckguss-Speichenräder und verstellbarer Schiebebügel gehören zur Grundausrüstung.

Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	64
Gesamtlänge [cm]	155
Falt/Packmass [cm]	88x49x42
Max. Nutzergewicht [kg]	40-60
Sitzbreite (von - bis) [cm]	27-39
Sitztiefe (von - bis) [cm]	27-43
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	58-80
Gewicht [kg]	14.5



Artikel	Basispreise	Art. Nr.
Kangoo Classic Gr.1	inkl. MwSt. ab Fr. 4'201	
Kangoo Classic Gr.2	ab Fr. 4'471	
Kangoo Classic Gr.3	ab Fr. 4'741	

