



Klumpfuss Orthese (nach Ponsetti)

Beschreibung

Redressionsorthese zur sicheren Positionierung beider Füße bezüglich Rotation, Adduktion und Plantarflexion. Lange Verwendungsdauer durch gute Einstellbarkeit und Möglichkeit der thermoplastischen Nachformung. Zum Anziehen können die Schuhe vom Steg getrennt werden.

Anwendung

Ausgeprägte Klumpfussfehlstellung (Behandlungsschema nach Dr. Ponsetti)

